

## Электрическая зубная щетка Oral-B Triumph Smart Guide 5 режимов ЧИСТКИ



Донецьк, Україна

Электрическая зубная щётка Braun Oral-B Triumph + Smart Guide предлагает Вам новую безопасную и эффективную систему чистки ротовой полости, отбеливания и полировки, а также возможность программирования персонального режима чистки. Инновационная насадка обеспечит тщательную чистку зубов и исключительную заботу о дёснах. Oral-B Triumph + Smart Guide включила в себя весь опыт специалистов Braun в области гигиены полости рта.

Смарт технология (Smart) – интерактивное устройство, обеспечивающее обратную связь для максимизации эффективности чистки, профессиональный таймер, автоматическое переключение на подходящий режим чистки для каждой насадки, беспроводное устройство Smart Guide (в наличии есть настенный крепеж) помогает чистить зубы в соответствии с рекомендациями стоматологов.

Насадка совершает движения внутрь-наружу с частотой 40000 в минуту, глубоко разрыхляя налёт и одновременно возвратно-вращательные движения с частотой 8800 в минуту, счищая налёт.

Встроенный датчик давления останавливает пульсирующие движения, если Вы слишком сильно давите на щётку.

Насадки с новой технологией чистки обеспечивают тщательную чистку ваших зубов и исключительную заботу о деснах.

Сменная насадка с технологией флоссинга Oral-B Floss Action с щетинками Micropulse, которые глубоко проникают в труднодоступные места и аккуратно удаляют скрытый налёт, при этом наружные щетинки окружают каждый зуб, обеспечивая полноценное удаление налёта.

Сменная насадка Oral-B Sensitive с очень мягкими щетинками.

Сменная насадка Oral-B 3D White со специальной полирующей чашечкой, которая возвращает зубам естественную белизну, удаляя потемнения с зубной эмали.

Пять режимов чистки:

ежедневная чистка – тщательная чистки;

чувствительный – мягкая, но тщательная чистка для чувствительных областей полости рта;

массаж – мягкий массаж десен;

глубокая чистка – исключительное качество чистки за счет продленного времени чистки, 45 секунд для каждого квадранта полости рта и в целом составляет 3 минуты;

полиро

**Максимов Руслан**

**380 (50) 732-67-53**